



concilium[®]



FEEL



FEEL THE DIFFERENCE



MeL HA[®]
Monophasic Elastic Hyaluronic Acid

		
Volüm Artış Etkisi		
Çapraz Bağlı Hiyalüronik Asit Miktarı	20 mg/ml	21 mg/ml
Endikasyon:	<ul style="list-style-type: none"> • Nem artışı, • Cilt dokusunun iyileştirilmesi, • İnce kırışıklık karşıtı etki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orta ve ilerlemiş yaşlanma etkilerinin giderilmesi için kullanılır. • Nazolabial oluk, glabella, labiomenal sulkus alanlarında ve dudak kontürü amaçlı kullanılabilir.
Enjeksiyon Derinliği:	Orta dermis	Orta dermis
Enjeksiyon Tekniği:	Metod 1: 5 nokta tekniği (her enjeksiyon noktasına 0.2ml) Metod 2: Linear teknik ve/veya mikro bolus	Hekim tercihine göre retrograd linear teknik ve diğer teknikler
Protokol:	15 gün ara ile 2 seans 6 ay sonrasında tekrar seans önerilir.	Her 6-8 ayda bir
Kutu İçeriği:	1 ml Enjektör = 1 Kutu	1 ml Enjektör = 1 Kutu
İğne Ölçüsü:	2 x 30 G (Kutu içerisinde bulunmaktadır)	2 x 27 G (Kutu içerisinde bulunmaktadır)



24 mg/ml

- Derin kırışıklıklar ve hacim kayıplarının engellenmesi için.
- Nasolabial oluklar, marionette çizgileri, temporal bölge, çene hattının şekillendirilmesi, dudak hacim artışı.

Derin dermis

Hekim tercihine göre retrograd linear teknik ve diğer teknikler

Her 6-8 ayda bir

1 ml Enjektör = 1 Kutu

2 x 27 G
(Kutu içerisinde bulunmaktadır)



26 mg/ml

- Çok derin kırışıklıklar ve kemik üstü uygulamalara özel.
- Zygomatic kemik, malar bölge, jawline, temporal alanlardaki enjeksiyonlara uygundur.

Subkutan

Hekim tercihine göre retrograd linear teknik ve diğer teknikler

Her 6-8 ayda bir

1 ml Enjektör = 1 Kutu

2 x 25 G
(Kutu içerisinde bulunmaktadır)



Öncesi



Sonrası



Öncesi



Sonrası



Öncesi



Sonrası



Öncesi



Sonrası



H a k k ı n d a

MelHA®-Monofazik Elastik Hiyalüronik Asit

BDDE Kalıntısı --> 0,065/1 ppm
(FDA limiti < 2 ppm)

FDA tarafından belirlenen sınırın çok altındadır.

Düşük ve homojen enjeksiyon basıncı rahat ve hassas çalışmayı mümkün kılar. Reolojik özellikleri optimal bir şekilde dengelendiği için Concilium Feel® cilt dokusunda muntazam sonuçlar ve mükemmel bir cilt entegrasyonu sağlar.



MEL HA®

Monophasic Elastic Hyaluronic Acid

è un marchio registrato GP Dermal Solution



SOLUZIONI INTEGRATE IN MEDICINA ESTETICA

www.gpdermal.com



Türkiye Tek Yetkili Distribütörü: GENESIS BIYOMEDİKAL A.Ş.

Adres: Koza Plaza, B Blok 8. Kat, 34235 Esenler İSTANBUL

Bilgi ve Sipariş için: 0535 252 06 79 Satış Destek Sorumlusu

